

Flask con Tappo a Doppia Posizione CytoOne®



Punti salienti

- Tutte le flask sono testate al 100% sotto pressione per garantire la tenuta
- Il bordo permette di impilarle e garantisce una ottimale distribuzione termica
- Dotate di grande stabilità grazie al loro design
- L'ampio collo permette un facile accesso e minimizza le contaminazioni
- Sterilizzato con raggi gamma (SAL 10^{-5}) e certificato RNase, DNase, DNA e apirogeno
- La trasparenza ottica permette un'osservazione al microscopio senza distorsioni
- Sacchetti con zip, facilmente richiudibili e di facile apertura, per conservare le beute non utilizzate

Applicazioni del prodotto

Coltura di cellule in adesione e in sospensione
Esecuzione di saggi cellulari e analisi al microscopio

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	Sì
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Assenza di citotossicità	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Flask con Tappo a Doppia Posizione CytoOne®

Testate a pressione















Disponibili in versione "trattata" per ottenere la massima adesione delle cellule o "non trattate" per le colture in sospensione ed ibridomi. Il tappo a doppia posizione permette la scelta tra una ventilazione manuale sicura o una chiusura ermetica. Le flask presentano comode graduazioni di volume stampate e una zona zigrinata per la scrittura.. Il numero di lotto è inciso sulla base delle flask T-25, T-75 e T-150.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Flask T-25 CytoOne®, trattate Tipo di bottiglietta: T-25 Trattamento: Trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	300 Flasks (30 Sacchetto × 10 Flasks)	CC7682-4325
 Flask T-75 CytoOne®, trattate Tipo di bottiglietta: T-75 Trattamento: Trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	100 Flasks (20 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7682-4175
 Flask T-150 CytoOne®, trattate Tipo di bottiglietta: T-150 Trattamento: Trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	40 Flasks (8 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7682-4415
 Flask T-225 CytoOne®, trattate Tipo di bottiglietta: T-225 Trattamento: Trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	25 Flasks (5 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7682-4225
 Flask T-25 CytoOne®, non trattate Tipo di bottiglietta: T-25 Trattamento: Senza trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	300 Flasks (30 Sacchetto × 10 Flasks)	CC7672-4325
 Flask T-75 CytoOne®, non trattate Tipo di bottiglietta: T-75 Trattamento: Senza trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	100 Flasks (20 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7672-4175
 Flask T-150 CytoOne®, non trattate Tipo di bottiglietta: T-150 Trattamento: Senza trattamento TC  Crea scheda tecnica PDF	40 Flasks (8 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7672-4415

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Flask T-225 CytoOne®, non trattate Tipo di bottiglietta: T-225 Trattamento: Senza trattamento TC</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	25 Flasks (5 Sacchetto × 5 Flasks)	CC7672-4225

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it