



ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten



Produkt Highlights

- Einfache Handhabung, intuitive Menüführung
- Geringes Gewicht, ergonomisches Design
- Individuell einstellbarer Fingerbügel
- Deutlich reduzierte Aufsteck- und Auswurfkraft
- Universelle Spitzenpassform
- Zuverlässig
- Autoklavierbarer Pipettenschaft
- 12 Monate Garantie und Gewährleistung

Produktanwendungen

Pipettieren

Revers-Pipettieren von „schwierigen“ Flüssigkeiten (z. B. mit hoher Viskosität)

Mischen

Dispensieren

Elektrophorese (exkl. 1250 µl Modelle)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Autoklavierbar	Autoklavierbarer Pipettenschaft
Betriebsart	Elektronisch
Pipettiertyp	Luftpolster
Bedienung	Mikroprozessorgesteuerte, akkubetriebene Pipette

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten

Zuverlässig und ergonomisch!

Die elektronischen ErgoOne® E Pipetten bestechen durch eine hohe Zuverlässigkeit. Das ergonomische Design der sehr leichten ErgoOne® E Pipetten garantiert ermüdungsfreies Pipettieren, auch nach stundenlangem Einsatz. ErgoOne® E und die TipOne® Pipettenspitzen von Starlab passen perfekt zusammen. Darüber hinaus bietet das optimierte Design dem Nutzer eine Pipettenspitze mit Universalpassform.













Vier Betriebsmodi bieten Standard- und Revers-Pipettieren sowie Mischen und Dispensieren. Darüber hinaus können mit dem einzigartigen „Elektrophorese“-Modus (verfügbar für alle Modelle außer 1000 µl, 1250 µl und 5000 µl) Gele sehr bequem und präzise beladen werden. Der langlebige Akku kann auch während des Gebrauchs aufgeladen werden, sodass Sie nie auf Ihre Pipette verzichten müssen.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de











Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 0,5 - 10 µl Kanaltyp: 8-Kanal Volumenbereich: 0,5 - 10 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0010
 ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 1,0 - 20 µl Kanaltyp: 8-Kanal Volumenbereich: 1,0 - 20 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0020
 ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 5,0 - 100 µl Kanaltyp: 8-Kanal Volumenbereich: 5,0 - 100 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0100
 ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, elektronisch, 15 - 300 µl Kanaltyp: 8-Kanal Volumenbereich: 15 - 300 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-0300
 Elektronische ErgoOne® E 8-Kanal-Pipette, 50 - 1250 µl Kanaltyp: 8-Kanal Volumenbereich: 50 - 1.250 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9008-1250
 ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 5,0 - 100 µl Kanaltyp: 12-Kanal Volumenbereich: 5,0 - 100 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0100

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 0,5 - 10 µl Kanaltyp: 12-Kanal Volumenbereich: 0,5 - 10 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0010
 ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 1 - 20 µl Kanaltyp: 12-Kanal Volumenbereich: 1,0 - 20 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0020
 ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, elektronisch, 15 - 300 µl Kanaltyp: 12-Kanal Volumenbereich: 15 - 300 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-0300
 Elektronische ErgoOne® E 12-Kanal-Pipette, 50 - 1250 µl Kanaltyp: 12-Kanal Volumenbereich: 50 - 1.250 µl  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9012-1250

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Zubehör

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Ersatz-Akku für ErgoOne® E	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1005
 Silikonöl für Kolben (für 5000 µl Einkanal- und alle Mehrkanal-Pipetten)	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)	G9999-1007
 Fluorstatikfett für die Führungsschse der Mehrkanal-Pipetten	1 Stück (1 Packung × 1 Stück)	G9999-1008
 Einzelständer (für alle ErgoOne® E Mehrkanal-Pipetten bis 300 µl)	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1004
 Pipettenhalter für eine ErgoOne® E Pipette	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1009
 Wandhalter für eine ErgoOne® E Pipette	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1010
 Universalständer für eine ErgoOne® E Pipette – alle Volumina	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1011
 AC Adapter für Europa + UK (230 V/50 Hz)	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	G9999-1000

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de