



## StarTags Rundetiketten fürs Labor



### Produkt Highlights

- Haften auch beim Autoklavieren, bei Temperaturen um den Siedepunkt und bis -85 °C
- Haften dauerhaft an allen Gefäßen, Platten, Röhrchen und Flaschen
- Keine Klebereste nach dem Entfernen

## Produktanwendungen

Laborkennzeichnung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	Siehe Varianten
Packgröße	2.000 Etiketten (1 Box × 2000 Etiketten)
Durchmesser	9.5 mm
Autoklavierbar	Ja
Farbe	Diverse
Betriebstemperatur	Haften auch bei Temperaturen um den Siedepunkt und bis -85 °C

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu StarTags Rundetiketten fürs Labor

### **StarTags: Etiketten, von denen Sie sich nie wieder lösen werden!**













Vorgestanzte Etiketten, die sich mit Stiften jeder Art beschriften lassen und auch unter widrigen Bedingungen dauerhaft kleben. StarTags eignen sich zur Verwendung auf vielen im Labor üblichen Oberflächen, wie Kunststoff oder Glas. Einsätze in z. B. Tiefkühlgeräten, Wasserbädern oder Zentrifugen überstehen sie mühelos. Für einige Varianten sind Laserbögen erhältlich, so dass Sie große Etikettenmengen in Serie drucken können.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), blau</a> <b>Farbe:</b> Blau  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0001
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), grün</a> <b>Farbe:</b> Grün  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0002
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), orange</a> <b>Farbe:</b> Orange  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0003
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), rot</a> <b>Farbe:</b> Rot  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0004
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), gelb</a> <b>Farbe:</b> Gelb  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0006
 <a href="#">StarTag-Laboretiketten (rund, 9,5 mm Durchmesser), weiß</a> <b>Farbe:</b> Weiß  <a href="#">PDF-Datenblatt erzeugen</a>	2.000 Stück (1 Box × 2000 Stück)	E9185-0009

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)