



## StarStore



### Produkt Highlights

- Lagerbox aus Polypropylen ohne Unterteilung
- Transparenter Stülpdeckel
- Keine Unterteilung, geeignet für die Lagerung von Gefäßen mit verschiedenen Formen und Größen
- Transparenter Stülpdeckel
- Belüftungsbohrungen im Unterteil, um das Abtropfen von Flüssigkeiten und das Abnehmen des Deckels zu erleichtern
- Abmessungen (BxTxH): 130 x 130 x 45 mm

## Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2300-5005
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Abmessungen (B × T)	130 mm × 130 mm
Autoklavierbar	Ja
Material	Polypropylen
Farbe	Natur
Plätze	1

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu StarStore

Lagerbox aus Polypropylen ohne Unterteilung. Ohne Unterteilung und mit Stülpdeckel ohne Scharniere, damit verschiedene Gefäßgrößen und -formen gelagert werden können. Passt dank 130x130 mm Standardstandfläche in alle herkömmlichen Gestelle für Tiefkühlgeräte.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)