


Pipettes Pasteur graduée de 1,0 ml



Points forts

- Surface à faible affinité
- L'ampoule attachée évite la contamination croisée
- Élimination en une étape des risques biologiques
- Polyéthylène basse densité anti-éclatement, non toxique et inerte
- Peut être congelé dans l'azote liquide
- Pipettes stériles fournies dans des packs pelables portant le n° de lot et la date d'expiration

Applications du produit

Rapide transfert non volumétrique de liquides

Comptage de gouttes

Banques de sang

Hématologie

Sérologie

Bactériologie

Immunologie

Chimie

Applications générales de laboratoires

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	E1414-0100
Taille de pack	500 Pièces (1 Pack × 500 Pièces)
Longueur	160 mm
Diamètre	5.0 mm
Stérile	Non
Autoclavable	Non
Volume	1.0 ml
Type de pointe	standard
Matériau	Polyéthylène
Graduations	Oui
Tirage de poire	3.5 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Pipettes Pasteur graduée de 1,0 ml

Une gamme de pipettes en polyéthylène fabriquées selon les normes ISO. Idéales pour les aliquotes, les pipettes Pasteur permettent de transférer de petites quantités de liquide avec précision

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr