



## Tubes PCR en barrettes de 8



### Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les tubes peuvent être facilement divisés en sections plus petites en séparant les barrettes
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Sans inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Autoclavable
- Fournis dans des sacs réutilisables

## Applications du produit

PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Adapté à la PCR	oui
Adapté à la PCR en temps réel (qPCR)	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr



## Plus d'informations sur Tubes PCR en barrettes de 8











Tubes PCR en barrettes de 8. Un large choix de capuchons PCR en barrettes est disponible séparément, ce qui vous permet de combiner différents types de tubes et de capuchons en fonction de vos besoins.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Tubes PCR de 0,2 ml en barrettes de 8, naturel</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Naturel <b>Taille de pack:</b> 125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)	I1402-3500
 <a href="#">Tubes PCR de 0,2 ml en barrettes de 8 (carton), naturel</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Naturel <b>Taille de pack:</b> 1 250 Tubes (10 Sachets × 125 Tubes)  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 250 Tubes (10 Sachets × 125 Tubes)	I1402-3500-C
 <a href="#">Tubes PCR de 0,2 ml en barrettes de 8, assortis</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Mélangé <b>Taille de pack:</b> 125 Tubes (5 Sachets × 25 Tubes)  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	125 Tubes (5 Sachets × 25 Tubes)	I1402-3508
 <a href="#">Tubes PCR de 0,2 ml en barrettes de 8, blanc</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Blanc <b>Taille de pack:</b> 125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)	I1402-3509
 <a href="#">Tubes PCR de 0,1 ml en barrettes de 8, profil bas, naturel</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Couleur:</b> Naturel <b>Taille de pack:</b> 125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)	I1402-3600

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p><a href="#">Tubes PCR de 0,1 ml en barrettes de 8, profil bas, blanc</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Couleur:</b> Blanc <b>Taille de pack:</b> 125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	125 Tubes (1 Sachet × 125 Tubes)	I1402-3609

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)