



## Thermobloc pour 24 tubes de microcentrifugeuse de 2,0 ml Ø 12 mm



### Points forts

- Thermobloc pour Starlab Mixer HC
- La reconnaissance automatique des thermoblocs facilite leur remplacement
- Pour tubes à fond en V

## Applications du produit

Préparation des échantillons

Purification de plasmides, ADN, ARN

Synthèse d'ADNc

Réactions enzymatiques (restriction, ligation, digestion de protéinase K)

Dénaturation d'ADN, d'ARN, de protéines

Marquage d'ADN, d'ARN, de protéines

Culture de bactéries dans des tubes de microcentrifugeuse, tubes à centrifuger et plaques deepwell

Transformation de bactéries

Resuspension de culots

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Réf.                   | S8012-0013                         |
| Taille de pack         | 1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)        |
| Température de travail | 4 à 35 °C                          |
| Capacité               | 24 × microtubes, diamètre de 12 mm |
| Plage de vitesse       | 300 – 1 400 rpm                    |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Thermobloc pour 24 tubes de microcentrifugeuse de 2,0 ml Ø 12 mm

Exchangeable thermoblock for use on the Starlab Mixer HC.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)